

---

# PRZEGLĄD ASORTYMENTU

---

Katalog produktów i akcesoriów  
stomijnych Dansac

# DANSAC EasiSpray™ ADHESIVE REMOVER

spray ułatwiający odklejanie płytki

## DANSAC EasiSpray™ ADHESIVE REMOVER

dla łatwiejszego  
odklejania płytki

Pojemność	50 ml
Nr katalogowy	083-01



Bezzapachowy i przyjazny dla skóry spray Dansac Easispray™ Adhesive Remover do łatwiejszego usuwania płytki ze skóry. Zbalansowany skład produktu oparty na delikatnym silikonie zapewnia wygodniejsze i bezbolesne usuwanie przylepca. Brak uczucia zimnej skóry podczas stosowania. Pojemnik w technologii bag-in-can umożliwia aplikację środka pod dowolnym kątem i opróżnienie opakowania do ostatniej kropli płynu

## DANSAC EasiSpray™ ADHESIVE REMOVER

hexamethyldisiloxane.

# Akcesoria pielęgnacyjne

dla dodatkowej pielęgnacji skóry



SKIN CREME

SKIN CREME

SKIN LOTION

SKIN LOTION TISSUE

dla lepszego  
nawilżenia

dla lepszego  
nawilżenia

dla lepszego  
oczyszczenia

dla łatwiejszego  
oczyszczenia

Opakowanie	50 ml	100 ml	50 ml	1 szt.
Nr katalogowy	085 - 50	085 - 00	70005 - 0001	71000 - 0000

Skóra pod płytką stomijną często pozostaje sucha. Stosowanie kremu do skóry Dansac Skin Creme zapobiega wysuszeniu i podrażnieniu skóry wokół stomii. Krem nie jest tłusty, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na przylepność płytki do skóry. Ma postać bezzapachowej, białej emulsji. Krem szybko się wchłania i pozostawia uczucie miękkiej i gładkiej skóry. Może być stosowany każdorazowo podczas zmiany worka/płytki.

Płyn Dansac Lotion przeznaczony jest do oczyszczania skóry wokół stomii. Stosowany bezpośrednio w miejscach, gdzie przyklejana jest płytka stomijna, pomaga zachować naturalne właściwości skóry.

Chusteczki Dansac Tissue służą do oczyszczania skóry wokół stomii. Są nasączone Dansac Lotion, przez co ich właściwości są identyczne z płynem kosmetycznym. Zaleca się codzienne oczyszczanie skóry chusteczkami Dansac Tissue.

## DANSAC SKIN CREME

Kwas stearynowy, alkohol cetylowy, palmitynian izopropylu, mirystynian izopropylu, olej mineralny, eter glikolu polietylenowego z fitosterolu, silikon 200, propyloparaben, mieszanka koncentratu witaminowego (witaminy A, D oraz E), edetynian disodu (sól disodowa EDTA), metyloparaben, Imidazolidinyl urea, Aloes, trietanolamina- trójetanolamina, woda oczyszczona, glikol propylenowy.

## DANSAC SKIN LOTION

Woda, etanol, olej lniany, wodorotlenek potasu, kwas kokosowy, substancje zapachowe, galusan propylu, kwas chlorowodorowy.

# DANSAC SKIN PROTECTOR

chusteczki ochronne i zabezpieczające



## DANSAC SKIN PROTECTOR

dla lepszej ochrony skóry  
i poprawy przyczepności płytki

Pakowane	1 szt.
Nr katalogowy	081-30

W przypadku problemów ze skórą w okolicach stomii, ważne jest jej właściwe zabezpieczenie. Dansac Skin Protector w postaci chusteczek tworzy na skórze delikatną elastyczną powłokę, która chroni narażone miejsca na działanie np. treści jelitowej. Łagodna formuła na bazie silikonu gwarantuje bezbolesną aplikację. Użycie nasączonej chusteczki poprawia przyleganie płytki przez co wydłuża czas używania sprzętu stomijnego.

## DANSAC SKIN PROTECTOR

heksametylodisiloksan,  
trimetylosiloksykrzemian,  
cyklopentasiloksan.

# DANSAC SOFT PASTE

pasta uszczelniająca



## DANSAC SOFT PASTE

idealna do  
wyrównywania fałd

Pojemność	50 g
Nr katalogowy	77550 - 0

Idealna do wyrównywania fałd oraz blizn i umożliwia bezpieczne umieszczenie płytki wokół stonii. Pasta Soft chroni skórę, podnosi komfort i bezpieczeństwo oraz wydłuża czas noszenia sprzętu stomijnego.

---

## DANSAC SOFT PASTE

ester izopropylowy kopolimeru poliwinylometylometakrylowego, żelatyna, pektyna, poliakryloamid, polisorbat, wypalana krzemionka, alantoina, metyloparaben, butyloparaben, etanol, 1-butanol.



## CENTRUM POMOCY PACJENTOM



# 800 800 783

bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych

# 42 225 23 10

z telefonów komórkowych

**CZYNNA:** PN. - PT. 8.30 - 15.30



**ELEKTRONICZNY FORMULARZ KONTAKTU**

[www.dansac.pl](http://www.dansac.pl) | [dansac@hartmann.info](mailto:dansac@hartmann.info)



859 332 (10/2019)

### Drodzy Pacjenci,

Pragniemy zachęcić do kontaktu z **CENTRUM POMOCY PACJENTOM**. Wysłuchamy każdej sprawy związanej z problemami stomijnymi, wspólnie znajdziemy rozwiązania oraz wskażemy kierunki właściwego postępowania na przyszłość. Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy po to, aby służyć pomocą, radą i wsparciem dla Was i Waszych bliskich.



**Do usłyszenia!**



**PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.**

ul. Żeromskiego 17  
95-200 Pabianice

tel. 42 225 22 60  
fax 42 209 46 46

e-mail: [dansac@hartmann.info](mailto:dansac@hartmann.info)  
[www.hartmann.pl](http://www.hartmann.pl)